

Übersicht Einsendungsmodalitäten und Bearbeitungszeiten IGMP

Schnellschnitt

Labor	Histologische Diagnostik
Voranmeldung (08:00-17:00 Uhr)	+41 31 632 32 28
Voranmeldung (17:00-08:00 Uhr)	Verbindung auf Pikettarzt IGMP via Inselzentrale: +41 31 632 21 11
Kennzeichnung	“Schnellschnitt, Nativmaterial” ankreuzen Rückrufnummer für Diagnose notieren
Probenbereitstellung	Nativ (bei sehr kleinen Proben in einer mit 0,9% NaCl-Lösung befeuchteten Gaze)
Transport	Rohrpost, Taxi, Kurier
Diagnosestellung	Telefonische Diagnose innerhalb von 20min

Schnellbeurteilung

Labor	Histologische Diagnostik	Zytologische Diagnostik
Voranmeldung (08:00-17:00 Uhr)	+41 31 684 12 19	+41 31 684 12 48
Voranmeldung (17:00-08:00 Uhr)	Verbindung auf Pikettarzt Pathologie via Inselzentrale: +41 31 632 21 11	-
Kennzeichnung	“Schnellbeurteilung, Nativmaterial” oder “Schnellbeurteilung, fix. Material” ankreuzen, Rückruf Nummer für Diagnose notieren	Vermerk auf Auftragsformular bzw. bis 14:00 telefonische Voranmeldung; Nativmaterial, ungefärbte, fixierte Ausstriche, ThinPrep®
Probenbereitstellung	<u>Fixiert</u> in 4% neutralgepuffertem Formalin im Verhältnis 1/10. <u>Nativ</u> (bei sehr kleinen Proben in einer mit 0,9% NaCl-Lösung befeuchteten Gaze)	-
Transport	Interner/externer Kurier	Interner/externer Kurier (Materialankunft IGMP bis spätestens 15:00)
Diagnosestellung	Telefonische Diagnose innerhalb 3-6h, abhängig von der Probengrösse	Materialankunft bis 15 Uhr: gleichentags; Materialankunft nach 15 Uhr: ca. 9 Uhr am Folgetag

Erstellt von	Fachliche Freigabe	Q-Freigabe	Freigegeben am
bam	dib	bam	25.11.2024

Routineproben

Abteilung	Histologische Diagnostik	Zytologische Diagnostik
Anmeldung	Nicht erforderlich, bei Fragen zur Auftrags- und Probenbereitstellung +41 31 632 32 26	n.a.
Kennzeichnung	“Routine, fix. Material” oder “Routine, Nativmaterial” ankreuzen	-
Probenbereitstellung (Detaillierte Beschreibung siehe Fusszeile Auftragsformular und im Präanalytik-Konzept ab Seite 3)	<u>Fixiert</u> in 4% neutralgepuffertem Formalin im Verhältnis 1/10. <u>Nativ</u> (bei sehr kleinen Proben in einer mit 0,9% NaCl-Lösung befeuchteten Gaze).	Nativmaterial, ungefärbte, fixierte Ausstriche, ThinPrep®
Transport	Externer/interner Kurier	Externer/interner Kurier
Diagnosestellung	Schriftlicher Bericht innerhalb von 48h für Biopsien und 4 Arbeitstage für Operationspräparate	n.a.
Spezialfälle	Präanalytik-Konzept Kap.5.3	

Ausführliche Informationen finden Sie unter: <https://www.igmp.unibe.ch/> und im [Präanalytik-Konzept](#)

Versionsverlauf

Version	Änderungen
1	Erstversion

Erstellt von	Fachliche Freigabe	Q-Freigabe	Freigegeben am
bam	dib	bam	25.11.2024